

RC-Cornet® Plus

*Απαλλαγείτε από
φλέματα και βήχα!*



Εξασκητής αναπνοής PEP με
ταλάντωση, για την απόσπωση
και αποβολή των βρογχικών
και οπισθορινικών εκκρίσεων.

ΜΕ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

RC-Cornet Plus

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με **3** διαφορετικούς τρόπους θεραπείας:

RC-Cornet® PLUS



ΠΥΘΜΙΣΗ I - Σταθεροποιεί την PEP (θετική εκπνευστική πίεση). Διευρύνει τους αεραγωγούς και προωθεί τον παράπλευρο αερισμό μειώνοντας την δύσπνοια.

ΠΥΘΜΙΣΗ II - Χρησιμεύει για κινητοποίηση της OPEP (Oscillating positive expiratory pressure). Απελευθερώνει τους αεραγωγούς από την πυκνή βλέννα με αποτέλεσμα ο βήχας να γίνεται πιο παραγωγικός. Μόλις καθαριστούν οι αεραγωγοί, η ανάγκη για βήχα μειώνεται.

RC-Cornet® PLUS NASAL



ΠΥΘΜΙΣΗ I - Χορηγεί μια ταλαντευόμενη θετική εκπνευστική πίεση OPEP. Διευρύνει τους αεραγωγούς και ανακουφίζει από τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δυσλειτουργιών της ευσταχιακής σάλπιγγας. Επιπλέον σε αυτή τη ρύθμιση, η συνδυασμένη χρήση ενός πιθανού αλατούχου διαλύματος ή φαρμάκου αυξάνει το θεραπευτικό όφελος.

ΠΥΘΜΙΣΗ II - Χρησιμεύει για κινητοποίηση OPEP. Απελευθερώνει τους αεραγωγούς από την πυκνή ρινική βλέννα. Μόλις καθαριστούν οι αεραγωγοί, ο βήχας λόγω του συνδρόμου οπισθορινικής καταρροής και οι πονοκέφαλοι τάσης μειώνονται αυτόματα και η μύτη καθαρίζει.

RC-Cornet® PLUS TRACHEO



ΠΥΘΜΙΣΗ I - Σταθεροποιεί την PEP – διευρύνει τους αεραγωγούς, προάγει τον μηχανικό αερισμό και μειώνει τη δύσπνοια.

ΠΥΘΜΙΣΗ II - Χρησιμεύει για κινητοποίηση OPEP. Απελευθερώνει τους αεραγωγούς από την πυκνή βλέννα με αποτέλεσμα ο βήχας να γίνεται πιο παραγωγικός. Μόλις καθαριστούν οι αεραγωγοί, η ανάγκη για βήχα αυτομάτως μειώνεται.

Ενδείξεις

- ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
- ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
- ACOS
- ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ
- ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα

- Διευρύνει τους αεραγωγούς προς τις πνευμονικές κυψελίδες.
- Μειώνει τη δύσπνοια.
- Αφαιρεί τα ερεθιστικά φλέματα.
- Αποτρέπει τον μη παραγωγικό βήχα.
- Βελτιώνει την ανταλλαγή αερίων.
- Αυξάνει την ικανότητα των πνευμόνων.
- Προλαμβάνει μολύνσεις των κατώτερων αεραγωγών.
- Μειώνει την αντίσταση των αεραγωγών.
- Μειώνει την ανάγκη για παραμονή στο νοσοκομείο και την λήψη αντιβιοτικών.

RC-Cornet Plus

Χαρακτηριστικά

Συνδέεται με μεγάλο εύρος νεφελοποιητών, μειώνοντας το χρόνο θεραπείας παρέχοντας αποτελεσματικότερη εναπόθεση φαρμάκων.

Μπορεί να συνδυαστεί με αντάπτορα για παράλληλη χρήση O₂.

Προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής σε τραχειοστομημένους ασθενείς.

Οι προωθημένες ροές διοχετεύουν ολόκληρη την εκπνοή μέσω ταλαντώσεων.

Διαθέτει πολλαπλά μεμονωμένα επίπεδα αντίστασης για κάθε ρύθμιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της ρινικής οδού με ειδικούς αντάπτορες.

Η χρήση της συσκευής είναι αδιάκοπη, ανεξάρτητα από τη θέση σώματος.

Έχει ευκολία στο καθαρίσμα και είναι κλιβανιζόμενο με εύκολη συναρμολόγηση.

Καλύπτει παιδιά και ενήλικες.




RC-Fit Classic



Το RC-Fit® Classic συνδυάζει εκγύμναση των αναπνευστικών μυών και αναπνευστική φυσιοθεραπεία με ταλαντώσεις (δονήσεις) και ήχους.

RC-Fit Classic Πλεονεκτήματα

- Ενισχύει τους αναπνευστικούς μύες - διάφραγμα και βοηθητικούς μύες.
- Διευρύνει τους αεραγωγούς - βελτιώνει την ανταλλαγή αερίων.
- Χαλαρώνει τις εκκρίσεις - καθαρίζει και ελευθερώνει τους αεραγωγούς.
- Προσφέρει ηρεμία σε περιπτώσεις στρες, δύσπνοιας & δυσκολίας συγκέντρωσης
- Βοηθά στη χαλάρωση των εντάσεων - ανακουφίζει από τον πόνο που σχετίζεται με την ένταση.



25 χρόνια κοντά σας με προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας

Οξυγονοθεραπεία

Άσθμα - Αλλεργία

Υπνική Άπνοια

Μηχανικός Αερισμός

Διαγνωστικές Συσκευές

Μάσκες

Ορθοπεδικά Είδη

Εδρα: Αγαμέμνωνος 4, 172 35 Δάφνη, Αττική
T: 210-9714444, E: info@welcare.gr

www.welcare.gr



Πανελλαδικό
Δίκτυο
Καταστημάτων

ΜΑΡΟΥΣΙ

Κορυτσάς 2 & Σισμανογλείου
T: 210.81.05.000

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Γρ. Ξενόπουλου 16
T: 210.67.11.211

ΧΑΪΔΑΡΙ

N. Φλουτζή 22
T: 210.58.20.606

ΑΓΡΙΝΙΟ

Χαριλάου Τρικούπη 60
T: 26410.52.869

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΗ

Βισβύζη 22
T: 25510.84.550

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 50-52
T: 26650.21.035

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σόλωνος 12
T: 2310.83.19.60

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σμύρνης 1, Πλατεία Πάργης
T: 26510.46.698

ΚΕΡΚΥΡΑ

Αγ. Σπυρίδωνος, Ριγγλάδες – Λευκίμη
T: 26620.24.027

ΚΡΗΤΗ

Β. Κριμπά 1, Ηράκλειο
T: 2810.54.36.75

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Αλ.Καλανζάκου & Ε.Κοκκέβη
T: 27610.62.255

ΛΑΜΙΑ

Λαρίσης & Σανατορίου 1
T: 22310.50.525

ΛΑΡΙΣΑ

Καρδίτσης 16
T: 2410.61.61.01

ΧΑΛΚΙΔΑ

Ηρ. Γαζέπη 51
T: 22210.73.274